

## Cum sa utilizezi corect dispozitivul Diskus



1. **Deschidere.**

Tineti carcasa intr-o mana si apasati cu degetul mare al celeilalte maini pe locul special pentru deget. Ridicați dispozitivul.



2. **Incarcare doza.**

Tineti dispozitivul cu piesa bucală spre dumneavoastra. Culisati pargia (cursorul) spre in afara pana se auditeaza un sunet.



3. **Inhalarea.**

Inainte de a incepe sa inhalati doza, cititi cu atentie aceasta etapa. Tineti Diskus-ul departe de gura expirata.